

Serie DS 500

Lavadoras desinfectadoras bajo encimera



La serie DS 500 de lavadoras desinfectadoras compactas bajo mostrador está especialmente diseñada para instalaciones en las que el espacio es reducido.

La serie representa la ayuda ideal para el lavado y la desinfección térmica de todo tipo de instrumentos dentales y quirúrgicos, con capacidad de procesamiento de hasta 8 bandejas DIN.

- **Lavado eficaz** El elevado caudal con una presión de pulverización eficaz garantiza un rendimiento de limpieza óptimo
- **Desinfección térmica** Totalmente ajustable hasta 93°C
- **Eficacia de secado** Secado por aire forzado con filtro HEPA 14 incorporado. ajustes de tiempo y temperatura ajustables
- **Sistema de filtrado inteligente** Triple sistema de filtrado de agua
- **Conexión de inyección** Agua directamente en los objetos huecos
- **Trazabilidad** Conexión de impresora para supervisar y validar las fases de lavado

Las lavadoras desinfectadoras Steelco están diseñadas para cumplir las directrices europeas EN ISO 15883-1/2 sobre descontaminación y están clasificadas como producto sanitario CE (Normativa comunitaria 93/42/CEE).

Serie DS 500

Lavadoras desinfectadoras bajo banco

Modelos y versiones

Lavadora bajo bancada de 600mm de ancho, los modelos de la serie son capaces de **2 conexiones de lavado por inyección y secado** (según modelo) permitiendo el uso de carros de lavado por inyección superiores, inferiores y **dobles con hasta 4 niveles de carga**.

Características principales	DS 500 SC	DS 500 SCL	DS 500 CL	DS 500 DRS
Anchura mm	600	600	600	900
Altura mm	850	850	850	850
Profundidad mm	630	630	630	630
Puerta	Acero inoxidable	Acero inoxidable o cristal	Acero inoxidable o cristal	Acero inoxidable o cristal
Pantalla	LED	LCD o táctil	LCD o táctil	LCD o táctil
Programas	Hasta 10 programas	Hasta 40 programas	Hasta 40	Hasta 40
Condensador de vapor	Sí	Sí	Sí	Sí
Puerto RS232	Sí	Sí	Sí	Sí
Puerto USB	No	Sí	Sí	Sí
Secado	No	No	Sí	Sí
Descalcificador incorporado	Sí	Sí	Sí	Sí

Ejemplos de carga

La puerta abatible proporciona una cómoda plataforma de carga y descarga para los carros de lavado por inyección inferior y doble.



Hasta 8 Din 1/1 de capacidad de cesta neta



Hasta 20 zapatos/zuecos de quirófano OP



Bandeja para instrumentos dentales



Modelo DRS y mobiliario

El modelo DRS es una lavadora desinfectadora bajo encimera equipada con un sistema independiente de lavado por inyección y un sistema de secado por aire caliente con filtro HEPA integrado.

Los soportes mejoran la ergonomía cuando la máquina no está instalada bajo la encimera. Los armarios proporcionan espacio de almacenamiento adicional y permiten completar la instalación de forma funcional y armoniosa.