

Série DS 500

Laveurs-désinfecteurs sous paillasse



La série DS 500 de laveurs-désinfecteurs compacts sous comptoir est spécialement conçue pour les installations où l'espace est restreint.

La série représente l'aide idéale pour le lavage et la désinfection thermique de tous les types d'instruments dentaires et chirurgicaux avec une capacité de traitement allant jusqu'à 8 plateaux DIN.

- **Lavage efficace** Un débit élevé et une pression de pulvérisation efficace garantissent des performances de nettoyage optimales
- **Thermo-désinfection** Entièrement réglable jusqu'à 93°C
- **Efficacité du séchage** Séchage forcé à l'air filtré HEPA 14 intégré, avec réglage de la durée et de la température
- **Système de filtrage intelligent** Triple système de filtrage de l'eau
- **Connexion d'injection** Eau directement dans les objets creux
- **Traçabilité** Raccordement d'une imprimante pour contrôler et valider les phases de lavage

Les laveurs-désinfecteurs Steelco sont conçus pour être conformes aux directives européennes EN ISO 15883-1/2 relatives à la décontamination et sont classés dispositif médical CE (règlement communautaire 93/42/CEE).

Série DS 500

Laveurs-désinfecteurs sous paillasse

Modèles et versions

Laveuse sous paillasse de 600 mm de large, les modèles de la série sont capables de **2 connexions pour le lavage par injection et le séchage** (selon le modèle) permettant l'utilisation de chariots de lavage par injection supérieure, inférieure **et double avec jusqu'à 4 niveaux de chargement jusqu'à 4 niveaux de chargement.**

Caractéristiques principales	DS 500 SC	DS 500 SCL	DS 500 CL	DS 500 DRS
Largeur mm	600	600	600	900
Hauteur mm	850	850	850	850
Profondeur mm	630	630	630	630
Porte	Acier inoxydable	Acier inoxydable ou verre plein	Acier inoxydable ou verre plein	Acier inoxydable ou verre plein
Afficheur	LED	LCD ou soft-touch	LCD ou soft-touch	LCD ou soft-touch
Programmes	Jusqu'à 10 programmes	Jusqu'à 40	Jusqu'à 40	Jusqu'à 40
Condenseur à vapeur	Oui	Oui	Oui	Oui
Port RS232	Oui	Oui	Oui	Oui
Port USB	Non	Oui	Oui	Oui
Séchage	Non	Non	Oui	Oui
Adoucisseur d'eau intégré	Oui	Oui	Oui	Oui

Exemples de chargement

La porte rabattable offre une plate-forme de chargement et de déchargement pratique pour les chariots de lavage inférieurs et à double injection.



Jusqu'à 8 Din 1/1 capacité nette de 8 paniers DIN 1/1



Jusqu'à 20 chaussures/ sabots de théâtre OP



Insert pour instruments dentaires



Modèle DRS et mobilier

Le modèle DRS est un laveur-désinfecteur sous paillasse avec un puissant système de séchage à air forcé filtré HEPA intégré, un système d'injection de lavage et un séchage à air chaud séparés.

Les supports améliorent l'ergonomie lorsque la machine n'est pas installée sous le comptoir. Les caissons sont utiles pour un espace de stockage supplémentaire et pour compléter l'installation.