

Serie DS 500

Termodisinfettori da sottobanco



La serie DS 500 è stata progettata appositamente per le installazioni in cui lo spazio è limitato.

La serie rappresenta l'ausilio ideale per il lavaggio e la termodisinfezione di tutti i tipi di strumenti dentali e chirurgici, con una capacità di trattamento fino a 8 cestini DIN.

- **Lavaggio efficiente** L'elevata portata e l'efficace pressione di lavaggio garantiscono prestazioni di pulizia ottimali
- **Disinfezione termica** Completamente regolabile fino a 93°C
- **Efficacia di asciugatura** Asciugatura ad aria forzata con filtro HEPA 14 incorporato. Impostazioni di tempo e temperatura regolabili
- **Sistema di filtraggio intelligente** Triplo sistema di filtraggio dell'acqua
- **Connessione per l'iniezione** L'acqua viene immessa direttamente negli oggetti cavi
- **Tracciabilità** Collegamento alla stampante per monitorare e convalidare le fasi di lavaggio

Le lavastumenti Steelco sono progettate in conformità alle linee guida europee EN ISO 15883-1/2 sulla decontaminazione e sono classificate come dispositivi medici CE (norma comunitaria 93/42/CEE).

Serie DS 500

Termodisinfettori da sottobanco

Modelli e versioni

Lavastrumenti sottobanco da 600 mm di larghezza, i modelli della serie sono dotati di **2 connessioni di iniezione per il lavaggio e l'asciugatura** (a seconda del modello), consentendo l'uso di carrelli di lavaggio superiori, inferiori **e a doppia iniezione con un massimo di 4 livelli di carico**.

Caratteristiche principali	DS 500 SC	DS 500 SCL	DS 500 CL	DS 500 DRS
Larghezza mm	600	600	600	900
Altezza mm	850	850	850	850
Profondità mm	630	630	630	630
Porta	In acciaio inox	Acciaio inox o vetro	Acciaio inox o vetro	Acciaio inox o vetro
Display	A LED	LCD o soft-touch	LCD o soft-touch	LCD o soft-touch
Programmi	Fino a 10	Fino a 40	Fino a 40	Fino a 40
Condensatore di vapore	Sì	Sì	Sì	Sì
Porta RS232	Sì	Sì	Sì	Sì
Porta USB	No	Sì	Sì	Sì
Asciugatura	No	No	Sì	Sì
Addolcitore d'acqua incorporato	Sì	Sì	Sì	Sì

Esempi di carico

Lo sportello a ribalta offre una comoda piattaforma di carico e scarico per i carrelli di lavaggio a iniezione inferiori.



Capacità del cesto fino a 8 DIN 1/1



Fino a 20 scarpe/zoccoli da teatro OP



Inserto per strumenti dentali



Modello DRS e armadi

Il modello DRS è un termodisinfettore sottobanco con potente asciugatura ad aria forzata con filtro HEPA incorporato. Sistema di lavaggio a iniezione e asciugatura ad aria calda separati.

I supporti migliorano l'ergonomia quando la macchina non è installata sotto il banco. Gli armadietti sono utili per avere spazio aggiuntivo e per completare l'installazione.