

Lavapadelle a termodisinfezione per ospedali e case di cura



Steelco

Miele Group Member

Produttore e fornitore globale di soluzioni per il lavaggio e la sterilizzazione

Nata dall'unione di Steelco e Belimed, SteelcoBelimed è pioniera nelle soluzioni per i flussi sterili, con innovazione, affidabilità e attenzione al cliente. "Innovate with confidence" esprime il nostro impegno per prodotti e servizi di alta qualità, stabilendo nuovi standard nel settore del Controllo delle Infezioni e delle Scienze della Vita.

Il cliente al centro

Il nostro impegno è comprendere pienamente le esigenze e la soddisfazione dei clienti. I nostri prodotti e servizi sono progettati per rispondere a queste necessità specifiche, assicurando che ogni decisione che prendiamo porti benefici ai clienti per ottenere i migliori risultati.

Innovazione

La nostra dedizione al progresso ci spinge a cercare e abbracciare costantemente nuove idee, tecnologie e metodi. Questo impegno garantisce che i nostri prodotti e servizi evolvano e migliorino continuamente.

Sostenibilità



Il nostro pianeta, la nostra responsabilità. In SteelcoBelimed, la sostenibilità è parte integrante di tutto ciò che facciamo: dall'ottimizzazione dei processi produttivi e la riduzione dei consumi energetici alla creazione di prodotti che favoriscono la tutela ambientale. Per noi, proteggere il futuro significa agire oggi. Con integrità, determinazione e profondo rispetto per le persone e per il pianeta.

Affidabilità

Il nostro impegno è raggiungere i più alti livelli di produttività attraverso l'ottimizzazione di processi, risorse e operazioni. Fornendo costantemente soluzioni affidabili, garantiamo la creazione di valore riducendo al minimo le inefficienze. Il nostro obiettivo è instaurare relazioni durature basate su fiducia, integrità e rispetto reciproco, adempiendo con affidabilità ai nostri impegni.

lavapadelle per padelle per ospedali e case di cura

Sia che stiate ristrutturando una struttura esistente o progettando una nuova struttura dedicata, vi offriamo soluzioni efficienti e complete per rispondere alle vostre esigenze. Le infinite possibilità di configurazione offrono la migliore opzione di trattamento per la pulizia e la disinfezione di piccoli strumenti, vassoi e recipienti. La nostra gamma di lavapadelle può essere integrata in aree di lavaggio dedicate.



BP 100

Indipendente o sottobanco

BP 100 HSER

Installazione indipendente o a parete con WC

BP 100 HE

Installazione indipendente o a parete con WC

BP 100 H

Installazione indipendente

BP 100 HXL

Installazione indipendente

BP 100 HLA

Installazione indipendente

Vantaggi chiave

una combinazione vincente



La nostra serie di lavapadelle offre un'ampia selezione di dispositivi accuratamente studiati per soddisfare le più diverse esigenze del settore. Garantisce standard igienici e di pulizia ineguagliabili grazie a una tecnologia all'avanguardia, all'efficacia dell'asciugatura HEPA 14 e alla disinfezione termica di tutti gli articoli riutilizzabili come padelle, bottiglie per urina e secchi.

Ampia gamma di supporti

La nostra serie di lavapadelle è dotata di un supporto universale che consente il trattamento simultaneo di bottiglie per urina, padelle, bottiglie di aspirazione e secchi. Sono disponibili diversi rack e supporti per soddisfare esigenze specifiche.

Lavaggio ad alta pressione

L'introduzione di questa tecnologia consente di ridurre il consumo di acqua, prodotti chimici e tempo di ciclo. Le eccezionali prestazioni di lavaggio sono state ottenute riprogettando il circuito di lavaggio e combinando ugelli fissi e rotanti.

Efficienza di lavaggio

Gli ugelli fissi e rotanti garantiscono una distribuzione ottimale dell'acqua all'interno e all'esterno degli articoli trattati per un'efficacia di lavaggio ottimale.

Il vapore viene convogliato attraverso gli ugelli di lavaggio per garantire la completa disinfezione del circuito di lavaggio durante ogni processo.

Doppio sistema di asciugatura

Il sistema di ventole di asciugatura/raffreddamento con filtro HEPA 14 ad alta efficienza fornisce un'asciugatura uniforme e rapida, garantendo una rapida asciugatura e raffreddamento di tutti i recipienti.

Processo a infrarossi a mani libere

Tutti i nostri disinfettori per padelle possono essere dotati di automatismi per garantire al personale infermieristico la massima sicurezza igienica.

L'apertura e la chiusura della porta possono essere controllate da pedali o da un sensore a infrarossi che evita totalmente il contatto fisico operatore-macchina.

Le merci sporche vengono caricate a un'altezza di lavoro ergonomica.

Soluzioni per l'ottimizzazione del layout

La capacità dipende dalle dimensioni e dalle forme degli articoli da trattare.

Le taniche dei prodotti chimici possono essere conservati all'interno dell'armadio con serratura sul basamento della macchina.

Per le versioni montate a parete, il deposito dei prodotti chimici con serratura è collocato nella parte superiore della macchina.

I modelli sottobanco possono essere dotati di armadietti laterali dedicati.



Sostenibilità e prestazioni Insieme

Ugelli fissi e rotanti

Risultati di pulizia efficaci e testati grazie ai numerosi ugelli fissi e rotanti che garantiscono una distribuzione ottimale dell'acqua all'interno e all'esterno degli oggetti trattati. Struttura esterna e interna in acciaio inox AISI 304. Per eliminare il rischio di accumulo di sporco e batteri, la parte interna della camera è realizzata con angoli arrotondati e il lato interno della porta con bordi lisci.

Il vapore viene distribuito all'interno della camera attraverso i circuiti di lavaggio e gli ugelli per assicurare a ogni ciclo una perfetta disinfezione dei contenitori trattati, della camera e dei circuiti idraulici.

La sicurezza prima di tutto

La disinfezione termica è il metodo consigliato e più efficace per la disinfezione di tutti gli articoli riutilizzabili come padelle, bottiglie per l'urina, bottiglie di aspirazione e secchi. Le lavapadelle sono un ausilio fondamentale per il controllo delle infezioni ospedaliere e possono migliorare significativamente le condizioni di lavoro del personale.

In conformità alla norma EN ISO 15883, le lavapadelle Steelco sono efficaci nella disinfezione contro le spore di *Clostridium Difficile* e soddisfano i requisiti delle norme EN 15883-1 e -3.

Secondo lo studio di un istituto d'igiene indipendente, i microrganismi (in particolare le spore di *Clostridium Difficile*) vengono eliminati dai contenitori ospedalieri in modo particolarmente efficace dalle macchine di lavaggio e disinfezione Steelco.



Lavaggio ad alta pressione

Consumo migliore della categoria: volume d'acqua regolato in base al ciclo di lavaggio.

- Pulizia efficace con un basso volume d'acqua.
- Processo superveloce: tempo di ciclo adattato al programma di lavaggio.
- Circuito di lavaggio ottimizzato.

L'introduzione di questa tecnologia consente di ridurre il consumo di acqua, prodotti chimici e tempo di ciclo. Le eccezionali prestazioni di lavaggio sono state ottenute riprogettando il circuito di lavaggio e combinando ugelli fissi e rotanti.

Flusso di lavoro perfetto

Steelco ha creato una gamma completa di sistemi e accessori dedicati al controllo delle infezioni nelle strutture per anziani. Dispositivi affidabili, facili da usare ed efficienti per portare la pulizia e l'igiene ai massimi livelli.

Il flusso di lavoro perfetto, basato sulle vostre esigenze e sulla migliore protezione del personale e dei pazienti, può essere ottenuto con l'aiuto dei nostri team specializzati, che vi assisteranno nella progettazione e nell'allestimento del reparto di sterilizzazione del vostro reparto o day hospital con le soluzioni su misura di Steelco.

Prodotti chimici per il lavaggio delle padelle

ProCare Med 10 BPD - Decalcificante per lavapadelle. Un decalcificante che previene la formazione di calcare sugli elementi riscaldanti e all'interno della camera. L'uso regolare riduce i costi energetici, prolunga la durata della macchina e riduce al minimo lo scolorimento delle padelle e dei flaconi di urina in plastica. ProCare Med 10 BPA - Detergente per il lavaggio delle padelle. Detergente alcalino per la pulizia efficace di padelle e contenitori per urina nelle lavapadelle.



BP 100 M/A

Lavapadelle sottobanco o a installazione indipendente

La serie BP 100 di lavapadelle è un ausilio multifunzionale in grado di contenere tutti i recipienti comunemente utilizzati negli ospedali, come padelle, urine e bottiglie di aspirazione. Sono disponibili diversi rack e supporti per soddisfare esigenze specifiche.



Trattamento simultaneo di 2 contenitori per urina e 1 padella con coperchio o fino a 4 contenitori per urina.



I modelli BP 100 sono disponibili in versione indipendente o sottobanco, con diverse opzioni di personalizzazione, con apertura e chiusura manuale o automatica della porta.



BP 100 HSER

Lavapadelle a libera installazione o a parete



Trattamento simultaneo di 1
flacone di urina e 1 padella con
coperchio o fino a 2 flaconi di
urina.



La serie di lavapadelle BP 100 HSER può essere montata a parete. Questa soluzione salvaspazio riduce al minimo il trasporto tra il luogo di contaminazione e quello di disinfezione, minimizzando così il rischio di infezioni.



Porta completamente automatica

L'automazione contribuisce notevolmente a garantire la sicurezza dell'operatore. L'apertura e la chiusura della porta possono essere controllate da pedali o da un sensore a infrarossi, evitando così totalmente il contatto fisico.

BP 100 HE

Lavapadelle a libera installazione o a parete



Trattamento simultaneo di 2 contenitori per urina e 1 padella con coperchio o fino a 3 contenitori per urina.



La serie di lavapadelle BP 100 HE è un ausilio multifunzionale in grado di contenere tutti i recipienti comunemente utilizzati negli ospedali, come padelle, urine e bottiglie di aspirazione.

Il sistema di asciugatura/raffreddamento con filtro Hepa 14 ad alta efficienza fornisce un'asciugatura uniforme e rapida, garantendo una rapida asciugatura e raffreddamento di tutti i recipienti.



La serie di lavapadelle BP 100 HE può essere montata a parete. Questa soluzione salvaspazio riduce al minimo il trasporto tra il luogo di contaminazione e quello di disinfezione, minimizzando così il rischio di infezioni.

Materiali di alta qualità

Telaio della macchina in acciaio inox AISI 304 di alta qualità, per garantire affidabilità e pulizia a lungo termine. Gli ugelli fissi e rotanti garantiscono una distribuzione ottimale dell'acqua all'interno e all'esterno degli articoli trattati.

BP 100 H

Lavapadelle a libera installazione



Trattamento simultaneo di 2 contenitori per urina e 1 padella con coperchio o fino a 4 contenitori per urina.



Un modo igienico, rapido e semplice per avviare il ciclo a mani libere per la massima sicurezza. Standard con display LCD



La serie BP 100 H può essere personalizzata in tre diverse configurazioni, con porte manuali, automatiche o semiautomatiche.

Efficienza di lavaggio

Il vapore viene convogliato attraverso gli ugelli di lavaggio per garantire la completa disinfezione del circuito di lavaggio durante ogni processo.

BP 100 HXL

Lavapadelle a libera installazione di grande capacità



Trattamento simultaneo di 2 padelle con coperchio e fino a 4 contenitori per urina. 1 vaso per feci chiuso o 2 secchi con un massimo di 4 contenitori per urina.



La nostra serie di lavapadelle è dotata di un supporto universale che consente il trattamento simultaneo di contenitori per urina, padelle, bottiglie di aspirazione e secchi. Sono disponibili diversi rack e supporti per soddisfare esigenze specifiche.



Le taniche dei prodotti chimici possono essere comodamente riposti all'interno dell'armadietto chiudibile a chiave nel vano della macchina

Pannello di controllo di facile utilizzo

Pannello di controllo soft-touch di facile utilizzo con display LCD grafico a colori dotato di autodiagnosi. Permette di ottimizzare l'intero processo attraverso l'esecuzione di programmi personalizzati.

BP 100 HLA

lavapadelle ad alta visibilità con porta scorrevole a tutto vetro HST



Trattamento simultaneo di 2 contenitori per urina e 1 padella con coperchio o altre combinazioni con flaconi di aspirazione o secchi.



Gli ugelli fissi e rotanti garantiscono una distribuzione ottimale dell'acqua all'interno e all'esterno degli articoli trattati per un'efficacia di lavaggio ottimale.



Un sensore di prossimità a infrarossi o un pedale permette all'operatore di aprire e chiudere automaticamente la porta scorrevole salvaspazio, evitando il contatto fisico del personale.

Porta scorrevole in vetro

BP 100 HLA è dotata di una porta scorrevole in vetro HST. Il supporto multifunzione consente il trattamento combinato e simultaneo di flaconi di urina, padelle, bottiglie di aspirazione e secchi.



Accessori e complementi

Insieme

Portaoggetti

La lavapadelle è dotata di un supporto universale. Il supporto multifunzione consente il trattamento combinato e simultaneo di flaconi di urina, padelle, bottiglie di aspirazione e secchi.

È disponibile un'ampia gamma di supporti che seguono i contenitori più comunemente utilizzati nei diversi paesi. Per esigenze particolari sono disponibili diversi supporti e rastrelliere.

Complementi

I complementi sono fondamentali per un flusso di lavoro di disinfezione efficiente e facile da usare. Per questo motivo, Steelco offre una gamma completa di accessori, come banconi con o senza lavandino, vuotatoi, scaffali a muro per l'asciugatura e lo stoccaggio di padelle e orinatoio.

ProCare Med 10 BPD

Disincrostante per padelle. L'agente complessante (disincrostante) previene la formazione di calcare soprattutto sugli elementi riscaldanti e sulla camera che, se non trattati, possono portare a cicli più lunghi e ad un aumento dei costi di gestione. L'uso di ProCare Med 10 BPD prolunga la durata della macchina e dei carichi, in quanto può ridurre lo scolorimento di padelle e bottiglie di urina in plastica.

ProCare Med 10 BPA

Detergente per il lavaggio delle padelle. Detergente alcalino che garantisce ottimi risultati di pulizia, utilizzato nelle lavatrici di padelle per la pulizia di padelle e bottiglie di urina.



I vuotatoi sono disponibili in versione manuale o automatica.



Rastrelliere a parete per padelle e flaconi di urina



Rastrelliera rimovibile su guide. Con questo accessorio, la lavapadelle può essere utilizzata anche per il lavaggio e la disinfezione di piccoli oggetti

Modello	Dimensioni complessive (LxPxH)		
BP 100 M BP 100 A	600 mm 23 5/8"	600 mm 23 5/8"	850 mm 33 7/16"
BP 100 M9 BP 100 A9	900 mm 37 +7/16"	600 mm 23 5/8"	850 mm 33 7/16"
BP 100 HSER	450 mm 17 3/4"	500 mm 19 11/16"	1320 mm 52"
BP 100 HSER montato a parete	505 mm 19 7/8"	520 mm 20 1/2"	1525 mm 60 1/16"
BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HAE	545 mm 21 7/16"	475 mm 18 11/16"	1630 mm 64 3/16"
BP 100 HE montato a parete	595 mm 23 7/16"	475 mm 18 11/16"	1753 mm 69"
BP 100 H BP 100 HA	450 mm 17 3/4"	500 mm 19 11/16"	1320 mm 52"
BP 100 HXL	602 mm 23 45/64"	560 mm 22 1/2"	1695 mm 66 3/4"
BP 100 HLA	600 mm 23 5/8"	610 mm 24"	1750 mm 68 7/8"



Ripiano rimovibile da posizionare sul fondo della camera di lavaggio per facilitare il lavaggio e la disinfezione di secchi e bacinelle di grandi dimensioni



Uno speciale supporto rotante è dedicato a rendere ancora più facile il caricamento degli oggetti



Massimizza le prestazioni grazie agli esperti SteelcoBelimed

Soluzioni di assistenza

Prevenire è meglio che curare. I nostri piani di assistenza personalizzati garantiscono la massima operatività delle apparecchiature attraverso interventi di manutenzione preventiva studiati in base all'utilizzo dei dispositivi. Che si tratti di tecnici interni o del nostro team di esperti, le diverse soluzioni possono includere visite programmate di manutenzione preventiva, riparazioni e ricambi, a seconda delle opzioni scelte. Servizi opzionali, come la pulizia della camera e il monitoraggio della qualità dell'acqua, contribuiscono a ottimizzare le prestazioni e a controllare i costi, mantenendo le vostre operazioni fluide ed efficienti. Contattate il vostro rappresentante SteelcoBelimed per conoscere la gamma di servizi disponibili nella vostra area.

SteelcoBelimed Academy

SteelcoBelimed Academy offre un'ampia gamma di opzioni formative, pensate per rispondere alle esigenze specifiche dei professionisti delle centrali di sterilizzazione (CSSD). La struttura di formazione all'avanguardia di Riese, in Italia, serve le divisioni SteelcoBelimed Infection Control, Laboratory e Biomedical Research (BMR), con l'impressionante capacità di formare fino a 1.100 tecnici di assistenza all'anno. L'Academy rappresenta il nostro impegno a far progredire l'intero settore della sterilizzazione. I professionisti sanitari che si formano qui acquisiranno competenze che vanno oltre il semplice utilizzo delle apparecchiature, includendo la scienza del controllo delle infezioni e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro nella sterilizzazione. Queste conoscenze si traducono direttamente in una maggiore sicurezza per i pazienti e in una migliore efficienza operativa nelle loro strutture.

Contratti TCO (Total Cost of Ownership)

I nostri contratti TCO offrono una soluzione di assistenza pluriennale a costo fisso, garantendo stabilità di budget e valore a lungo termine. Bloccando le tariffe e riducendo l'esposizione all'aumento dei costi, questi contratti consentono una pianificazione finanziaria chiara. Ideali per prolungare la vita delle apparecchiature, i pacchetti all-inclusive riducono i costi operativi, proteggono gli investimenti e supportano gli obiettivi di sostenibilità lungo l'intero ciclo di vita delle macchine.

Digitalizzazione nelle Operazioni di Assistenza

Le nostre soluzioni digitali consentono di accedere ai dati delle apparecchiature in tempo reale, aiutando i team di assistenza a monitorare le prestazioni e a identificare più rapidamente eventuali problemi. Dashboard intuitive e avvisi automatici rendono la manutenzione più predittiva ed efficiente. Questi strumenti favoriscono una migliore pianificazione, riducono i fermi imprevisti e semplificano la conformità normativa. Integrando i flussi di lavoro digitali nelle routine di assistenza, le strutture possono migliorare l'affidabilità e prendere decisioni più informate basate sull'effettivo utilizzo e sull'andamento delle performance.

SteelcoBelimed  Group Member

Innovate with confidence

DC-PD-02-Steelco BP Series IT Rev.17.pdf

I prodotti in vendita possono differire da quelli descritti o illustrati in questa brochure a causa di modifiche successive alla produzione e/o di configurazioni opzionali.

I prodotti e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Per informazioni aggiornate, contattare il proprio rivenditore Steelco.

Steelco S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039
Riese Pio X (TV) - Italy

steelcobelimed.com

 0051*

*Solo per i prodotti elencati nel
909 MDD